

Secretaria da Saúde



Procedimento Operacional Padrão – POP

Data de Emissão	Data de Aprovação	Data da Vigência	Próxima Revisão	Versão	Rotina	Página
19/03/2020	19/03/2020	19/03/2022	19/03/2022	nº 01	01	01 de 02

Nome do Procedimento: Limpeza, Desinfecção e Esterilização das Canetas de Alta e Baixa Rotação

Área: Secretaria da Saúde de Joinville **Sector:** Odontologia

Executantes: Equipes de Saúde Bucal

Objetivo: Orientar os servidores sobre a Limpeza, Desinfecção e Esterilização das Canetas de Alta e Baixa Rotação

Recursos necessários:

- Luvas grossas de borracha;
- Gazes;
- Detergente enzimático;
- Óleo lubrificante para Canetas de Alta e Baixa Rotação;
- Papel crepado;
- Autoclave.

Descrição:

Finalidade:

- As canetas de alta e baixa rotação deverão ser trocadas a cada atendimento, sendo necessária sua esterilização em autoclave.

Logo após o atendimento odontológico:

1. Acionar por 30 segundos as linhas de ar/água das canetas de alta e baixa rotação;
2. Envolver a caneta com uma gaze encharcada de detergente enzimático pelo tempo preconizado pelo fabricante;
3. Ao término do tempo preconizado pelo fabricante, friccionar a gaze encharcada de detergente enzimático por todo o corpo da caneta por 30 segundos;
4. Lavar a cabeça da caneta com uma gaze encharcada de água e imersão do seu corpo em água corrente para remoção do detergente enzimático;
5. Secar a caneta com gaze;
6. Aplicar o lubrificante;
7. Remover o excesso de lubrificante através do acionamento da caneta por 20 segundos, tendo as linhas de água fechadas;
8. Embalar a caneta em papel crepado;
9. Esterilizar em autoclave observando tempo e temperatura conforme o manual do fabricante do equipamento;
10. Acionamento das mangueiras de ar/água por 30 segundos, antes do encaixe das canetas.

Referências

1. ALVARENGA, C. F.; et al. Universidade Federal de Goiânia. Revista Eletrônica de Enfermagem. **Efetividade de um protocolo de reprocessamento na esterilização de canetas de alta-rotação em autoclave gravitacional**. Goiânia – GO: 2011. v.13, n.3, p.560-565.
2. SILVA JR., N. G.; et al. Centro Universitário do Pará. **Manual de Biossegurança da Clínica Odontológica do CESUPA**. Belém – PA: 2008.

Elaborado por: Christine Böhm da Costa	Revisado por: Flávia Favaretto Renata Andrade Teixeira Heil Sérgio Fortuna	Aprovado por: Renata Andrade Teixeira Heil Sérgio Fortuna
Acesso:	Disponível em:	
Sistema de Informação SES/Joinville – INTRANET	Pub. Documentos / Saúde Bucal / Procedimentos Operacionais Padrão	
Sistema Eletrônico de Informação (SEI)	Processo SEI 20.0.045011-8	