

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
 Núcleo de Gestão Assistencial

ANEXO 08. INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO EM SALA DE ESTERILIZAÇÃO			
Nome da Unidade de Saúde:	Data:		
Nome do Enfermeiro Supervisor:	Nº COREN:		
Nome do Profissional Supervisionado:	Nº COREN:		
SALA DE ESTERILIZAÇÃO / MONITORAMENTO QUÍMICO E BIOLÓGICO			
1. Limpeza e organização do ambiente estão adequadas?	() Sim	() Não	() Não se aplica
2. Mesa e armários organizados?	() Sim	() Não	() Não se aplica
3. Armários/prateleiras identificadas na parte externa?	() Sim	() Não	() Não se aplica
4. Há materiais com data de esterilização vencida?	() Sim	() Não	() Não se aplica
5. Há estoque mínimo de materiais esterilizados (sem excesso)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
6. É realizada a higienização das mãos conforme o Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
7. Há Equipamentos de Proteção Individual (EPI) disponíveis na sala?	() Sim	() Não	() Não se aplica
8. Os EPIs estão na validade e em condições de uso?	() Sim	() Não	() Não se aplica
9. Segue a orientação de uso de Equipamentos de Proteção Individual e medidas pessoais de biossegurança, conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
10. A incubadora está em local apropriado, conforme memorando SEI nº 0024470712?	() Sim	() Não	() Não se aplica
11. O pacote com ampola biológica e integrador químico é confeccionado de forma correta, seguindo todas as orientações contidas no Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
12. Ao carregar a autoclave, o pacote desafio é colocado na posição horizontal, próximo ao dreno da autoclave?	() Sim	() Não	() Não se aplica
13. O processo de esterilização é realizado conforme recomendações do fabricante da autoclave?	() Sim	() Não	() Não se aplica
14. É realizado monitoramento com ampola biológica diariamente, no primeiro ciclo de esterilização, conforme POP Rotina nº 13 - Como Monitorar o Processo de Esterilização com Indicador Biológico SISPACK SP220, utilizando a Incubadora de Indicador Biológico IC10-20FR (SEI nº 25.0.045311-6)?	() Sim	() Não	() Não se aplica

15. Após o processo de esterilização com indicador biológico, todos os resultados são registrados no Livro Registro dos Resultados do Monitoramento Diário da Esterilização com Indicador Biológico ?	() Sim	() Não	() Não se aplica
16. Em caso de resultado positivo para o teste do integrador biológico, segue-se o Fluxograma de Monitoramento de Esterilização - Indicador Biológico (SEI nº 25.0.045311-6)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
17. Após aplicar o Fluxograma de Monitoramento de Esterilização - Indicador Biológico , persistindo o resultado positivo para o indicador biológico, segue-se as orientações do POP Rotina nº 13 - Como Monitorar o Processo de Esterilização com Indicador Biológico SISPACK SP220, utilizando a Incubadora de Indicador Biológico IC10-20FR (SEI nº 25.0.045311-6)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
18. Indicador químico e fita zebra são utilizados a cada ciclo de esterilização?	() Sim	() Não	() Não se aplica
19. Após o término de cada processo de esterilização com indicador químico, é realizada a leitura e registrado no Livro Registro dos Resultados do Monitoramento da Esterilização com Indicador Químico Classe 5 ?	() Sim	() Não	() Não se aplica
20. É verificado o nível de água destilada antes de cada esterilização?	() Sim	() Não	() Não se aplica
21. É realizada limpeza da autoclave semanalmente ou sempre que necessário?	() Sim	() Não	() Não se aplica
22. Na limpeza da autoclave, é realizada a troca da água destilada?	() Sim	() Não	() Não se aplica
23. Os materiais esterilizados são devidamente embalados e identificados (identificação do produto, data da esterilização, data validade e nome quem embalou)?	() Sim	() Não	() Não se aplica
24. A escala de limpeza concorrente e terminal está sendo cumprida conforme estabelecido no Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2) ?	() Sim	() Não	() Não se aplica
CONSIDERAÇÕES FINAIS			
Situações identificadas e recomendações:			
.....			
.....			
.....			

Carimbo e Assinatura do
Profissional Supervisionado

Carimbo e Assinatura do
Enfermeiro Supervisor